

Contenu

[Introduction](#)

[Est-il normal que l'image prenne-t-elle quelques secondes pour s'accumuler multicasting à un PC d'un Codian MCU ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco MCU 4505 et de la TelePresence Cisco MCU MSE 8510.

Q. Est-il normal que l'image prenne-t-elle quelques secondes pour s'accumuler multicasting à un PC d'un Codian MCU ?

A. Il est parfaitement normal que l'image forme plus de 3 à 5 secondes. C'est parce que des intrigues ne sont pas envoyées sur la connexion initiale avec la multifusion parce que le Codian MCU n'a aucune manière de la connaissance quand un nouveau visualiseur a démarré pour observer. Par conséquent, l'image s'accumule graduellement.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)