

Содержание

[Введение](#)

[Можно ли повторно сопоставить видео PID для совпадения с PID PCR?](#)

Введение

Этот документ описывает решение выровнять значение Packet ID Ссылки синхронизации часов программы (PCR) (PID) с видео PID на выходных данных Менеджера цифрового контента (DCM) Cisco.

Можно ли повторно сопоставить видео PID для совпадения с PID PCR?

У вас есть DCM Cisco и существует входящий сервис, который содержит значение PID PCR, которое отличается от видео PID. На выходных данных требуется иметь видео PID = PID PCR. Как это может быть достигнуто?

В Версиях 15.10 и позже, DCM Cisco HE позволяет вам повторно сопоставлять значение PID PCR с PID значением видео, когда они являются другими на вводе. Когда вы пытаетесь сделать это, DCM автоматически повторно сопоставляет PID во избежание конфликтов.

В Версиях 15.10 и позже, возможно повторно сопоставить видео PID PID=PCR с картой Много обработки формата (MFP).