

目录

[简介](#)

[能否重新映射视频PID是同PCR PID一样？](#)

简介

本文描述解决方案与在思科数字内容管理器(DCM)的输出的视频PID对齐程序时钟参考(PCR)信息包ID (PID)的值。

能否重新映射视频PID是同PCR PID一样？

您有一个思科DCM，并且有包含PCR PID值是与视频PID不同的一流入服务。在输出您希望有视频PID = PCR PID。这如何达到？

在版本15.10和以上，当他们是不同的在输入时，Cisco DCM不允许您重新映射PCR PID值到视频的PID值。当您设法执行此时DCM自动地重新映射PID为了避免冲突。

在版本15.10和以上，重新映射与处理(MFP)是可能的卡的多格式的视频PID=PCR PID。